

Sterilisation
Sterilization
Stérilisation
Esterilización
Щипцы стерилизационные



Sterilisierzangen
Sterilizing Forceps
Pinces pour instruments stériles
Pinzas para esterilización
Щипцы стерилизационные



DAVIS
16,0 cm, 6 $\frac{3}{4}$ " **29-76-160-16**
20,0 cm, 8" **29-76-160-20**
24,0 cm, 9 $\frac{1}{2}$ " **29-76-160-24**



CHEATTLE
27,0 cm, 10 $\frac{5}{8}$ "
29-76-163-27



ROGGE
23,0 cm, 9"
29-76-164-23



PYE-SMITH (HARRISON)
30,0 cm, 12"
29-76-166-30



MAYO
14,0 cm, 5 $\frac{1}{2}$ "
29-76-151-14



BUNT
12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
29-76-154-12

Schalen
Trays
Plateaux universaux
Bandejas
Лотки, подносы



Ø 30 x 60 mm	29-76-142-01
Ø 50 x 100 mm	29-76-142-02
Ø 50 x 130 mm	29-76-142-03
Ø 50 x 175 mm	29-76-142-04
Ø 75 x 100 mm	29-76-142-05
Ø 175 x 130 mm	29-76-142-06
Ø 175 x 175 mm	29-76-142-07
Ø 100 x 175 mm	29-76-142-08
Ø 100 x 200 mm	29-76-142-09



Ø 40,0 mm	29-76-130-04
Ø 60,0 mm	29-76-130-06
Ø 80,0 mm	29-76-130-08
Ø 100,0 mm	29-76-130-10
Ø 120,0 mm	29-76-130-12
Ø 150,0 mm	29-76-130-15



170 mm	29-76-140-17
200 mm	29-76-140-20
250 mm	29-76-140-25
275 mm	29-76-140-27



165 x 60 mm	29-76-133-00
175 x 70 mm	29-76-133-10
220 x 80 mm	29-76-133-20
225 x 90 mm	29-76-133-30
240 x110 mm	29-76-133-40
255 x115 mm	29-76-133-50
275 x115 mm	29-76-133-60
290 x125 mm	29-76-133-70
310 x120 mm	29-76-133-80
345 x125 mm	29-76-133-90
380 x130 mm	29-76-133-13
415 x140 mm	29-76-133-14



165 x 85 x 35 mm	29-76-200-01
200 x 100 x 35 mm	29-76-200-02
200 x 100 x 50 mm	29-76-200-03
230 x 130 x 50 mm	29-76-200-04
260 x 150 x 50 mm	29-76-200-05
270 x 235 x 50 mm	29-76-200-06
300 x 200 x 50 mm	29-76-200-07
325 x 275 x 50 mm	29-76-200-08
350 x 250 x 150 mm	29-76-200-09
420 x 130 x 100 mm	29-76-200-10
430 x 200 x 120 mm	29-76-200-20
450 x 190 x 80 mm	29-76-200-19



50 ccm
29-76-310-50



25 ccm
29-76-310-25



29-76-300-01
Ø 62 x 13 mm

Innendose allein
Interior box only
boite seul
Caja interior, suelta
Только внутренняя коробка

29-76-300-00
Ø 65 x 17 mm


Außen- und Innendose
Exterior and interior box
extérieur et intérieur boîte
Caja exterior e interior
Внешняя и внутренняя коробки

**Container
Container
Контейнер**






Boden ungelocht
 Bottom non perforated
 Дно неперфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
580	280	100	29-110-150	29-120-150	29-130-150	29-140-150	29-150-150	29-160-150
580	280	135	29-110-135	29-120-135	29-130-135	29-140-135	29-150-135	29-160-135
580	280	150	29-110-150	29-120-150	29-130-150	29-140-150	29-150-150	29-160-150
580	280	200	29-110-200	29-120-200	29-130-200	29-140-200	29-150-200	29-160-200
580	280	260	29-110-260	29-120-260	29-130-260	29-140-260	29-150-260	29-160-260

Boden gelocht
 Bottom perforated
 Дно перфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
580	280	100	29-111-100	29-121-100	29-131-100	29-141-100	29-151-100	29-161-100
580	280	135	29-111-135	29-121-135	29-131-135	29-141-135	29-151-135	29-161-135
580	280	150	29-111-150	29-121-150	29-131-150	29-141-150	29-151-150	29-161-150
580	280	200	29-111-200	29-121-200	29-131-200	29-141-200	29-151-200	29-161-200
580	280	260	29-111-260	29-121-260	29-131-260	29-141-260	29-151-260	29-161-260

Container
 Container
 Контейнер




Boden ungelocht
 Bottom non perforated
 Дно неперфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
580	280	100	29-112-100	29-122-100	29-132-100	29-142-100	29-152-100	29-162-100
580	280	135	29-112-135	29-122-135	29-132-135	29-142-135	29-152-135	29-162-135
580	280	150	29-112-150	29-122-150	29-132-150	29-142-150	29-152-150	29-162-150
580	280	200	29-112-200	29-122-200	29-132-200	29-142-200	29-152-200	29-162-200
580	280	260	29-112-260	29-122-260	29-132-260	29-142-260	29-152-260	29-162-260

Boden gelocht
 Bottom perforated
 Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
580	280	100	29-113-100	29-123-100	29-133-100	29-143-100	29-153-100	29-163-100
580	280	135	29-113-135	29-123-135	29-133-135	29-143-135	29-153-135	29-163-135
580	280	150	29-113-150	29-123-150	29-133-150	29-143-150	29-153-150	29-163-150
580	280	200	29-113-200	29-123-200	29-133-200	29-143-200	29-153-200	29-163-200
580	280	260	29-113-260	29-123-260	29-133-260	29-143-260	29-153-260	29-163-260

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное




	außen / outside / снаружи	innen / inside / внутри	
29-105-100	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	29-106-100
29-105-135	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	29-106-135
29-105-150	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	29-106-150
29-105-200	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	29-106-200
29-105-260	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	29-106-260

Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная




L(mm)	B(mm)						
580	280	29-100-010	29-100-020	29-100-030	29-100-040	29-100-050	29-100-060

Sicherheitsdeckel
Safety Lid
Крышка защитная




L(mm)	B(mm)						
580	280	29-103-010	29-103-020	29-103-030	29-103-040	29-103-050	29-103-060

Container
Container
Контейнер




Siebkorb/ Wire Basket / Сетка

29-190-030	485 x 255 x 30 mm
29-190-050	485 x 255 x 50 mm
29-190-070	485 x 255 x 70 mm
29-190-100	485 x 255 x 100 mm




Siebkorb/ Wire Basket / Сетка

29-191-030	540 x 255 x 30 mm
29-191-050	540 x 255 x 50 mm
29-191-070	540 x 255 x 70 mm
29-191-100	540 x 255 x 100 mm



Zwischenboden / Wire Base / Сетка
29-193-000 545 x 255 x 30 mm



Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка
29-195-000 545 x 255 mm




Einschlagtuch/ Drape / Салфетка

29-095-070	130 x 60 cm
29-095-080	140 x 100 cm
29-095-090	185 x 45 cm
29-095-100	185 x 60 cm




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
465	280	100	29-210-100	29-220-100	29-230-100	29-240-100	29-250-100	29-260-100
465	280	135	29-210-135	29-220-135	29-230-135	29-240-135	29-250-135	29-260-135
465	280	150	29-210-150	29-220-150	29-230-150	29-240-150	29-250-150	29-260-150

Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
465	280	100	29-211-100	29-221-100	29-231-100	29-241-100	29-251-100	29-261-100
465	280	135	29-211-135	29-221-135	29-231-135	29-241-135	29-251-135	29-261-135
465	280	150	29-211-150	29-221-150	29-231-150	29-241-150	29-251-150	29-261-150

Container
 Container
 Контейнер




Boden ungelocht
 Bottom non perforated
 Дно неперфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
465	280	100	29-212-100	29-222-100	29-232-100	29-242-100	29-252-100	29-262-100
465	280	135	29-212-135	29-222-135	29-232-135	29-242-135	29-252-135	29-262-135
465	280	150	29-212-150	29-222-150	29-232-150	29-242-150	29-252-150	29-262-150

Boden ungelocht
 Bottom non perforated
 Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
465	280	100	29-213-100	29-223-100	29-233-100	29-243-100	29-253-100	29-263-100
465	280	135	29-213-135	29-223-135	29-233-135	29-243-135	29-253-135	29-263-135
465	280	150	29-213-150	29-223-150	29-233-150	29-243-150	29-253-150	29-263-150

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



29-205-100

29-205-135

29-205-150

außen / outside / снаружи

465 x 280 x 100 mm

465 x 280 x 135 mm

465 x 280 x 150 mm

innen / inside / внутри

425 x 262 x 85 mm

425 x 262 x 121 mm

425 x 262 x 135 mm

29-206-100

29-206-135

29-206-150

Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная



L(mm)
465

B(mm)
280

29-200-010 29-200-020 29-200-030 29-200-040 29-200-050 29-200-060


Sicherheitsdeckel
Safety Lid
Крышка защитная



L(mm)
465

B(mm)
280

29-203-010 29-203-020 29-203-030 29-203-040 29-203-050 29-203-060




Drahtsiebkorb / Wire Basket / Сетка

29-290-030 405 x 255 x 30 mm

29-290-050 405 x 255 x 50 mm

29-290-070 405 x 255 x 70 mm

29-290-100 405 x 255 x 100 mm



Zwischenboden / Wire Base / Сетка

29-293-030 405 x 255 x 30 mm



Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка

29-295-000 405 x 255 mm




Einschlagtuch / Drape / Салфетка

29-095-080 140 x 100 cm




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



29

L(mm)	B(mm)	H(mm)						
285	280	100	29-310-100	29-320-100	29-330-100	29-340-100	29-350-100	29-360-100
285	280	135	29-310-135	29-320-135	29-330-135	29-340-135	29-350-135	29-360-135
285	280	150	29-310-150	29-320-150	29-330-150	29-340-150	29-350-150	29-360-150
285	280	200	29-310-200	29-320-200	29-330-200	29-340-200	29-350-200	29-360-200
285	280	260	29-310-260	29-320-260	29-330-260	29-340-260	29-350-260	29-360-260


Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



Container
Container
Контейнер




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
285	280	100	29-312-100	29-322-100	29-332-100	29-342-100	29-352-100	29-362-100
285	280	135	29-312-135	29-322-135	29-332-135	29-342-135	29-352-135	29-362-135
285	280	150	29-312-150	29-322-150	29-332-150	29-342-150	29-352-150	29-362-150
285	280	200	29-312-200	29-322-200	29-332-200	29-342-200	29-352-200	29-362-200
285	280	260	29-312-260	29-322-260	29-332-260	29-342-260	29-352-260	29-362-260


Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное





Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



	außen / outside / снаружи	innen / inside / внутри	
29-305-100	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	29-306-100
29-305-135	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	29-306-135
29-305-150	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	29-306-150
29-305-200	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	29-306-200
29-305-260	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	29-306-260

Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная



L(mm)	B(mm)						
285	280	29-300-010	29-300-020	29-300-030	29-300-040	29-300-050	29-300-060

Sicherheitsdeckel
Safety Lid
Крышка защитная



L(mm)	B(mm)						
285	280	29-303-010	29-303-020	29-303-030	29-303-040	29-303-050	29-303-060

Container
Container
Контейнер



Drahtsiebkorb / Wire Basket / Сетка

29-390-030	255 x 245 x 30 mm
29-390-050	255 x 245 x 50 mm
29-390-070	255 x 245 x 70 mm
29-390-100	255 x 245 x 100 mm



Zwischenboden / Wire Base / Сетка

29-393-000	258 x 258 x 30 mm
-------------------	-------------------



Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка

29-395-000	255 x 255 mm
-------------------	--------------




Einschlagtuch / Drape / Салфетка

29-095-040	90 x 60 cm
29-095-050	90 x 80 cm
29-095-060	130 x 45 cm
29-095-070	130 x 60 cm




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
600	400	120	29-110-062	29-120-062	29-130-062	29-140-062	29-150-062	29-160-062
600	400	180	29-110-068	29-120-068	29-130-068	29-140-068	29-150-068	29-160-068


Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
600	400	120	29-111-062	29-121-062	29-131-062	29-141-062	29-151-062	29-161-062
600	400	180	29-111-068	29-121-068	29-131-068	29-141-068	29-151-068	29-161-068




Drahtsiebkorb / Wire Basket / Сетка
29-190-055 470 x 337 x 51 mm




Drahtsiebkorb / Wire Basket / Сетка
29-191-060 533 x 337 x 101 mm

Container
Container
Контейнер

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



29-105-062
29-105-068

außen / outside / снаружи
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm

innen / inside / внутри
550 x 350 x 100 mm
550 x 350 x 160 mm

29-106-062
29-106-068


Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная



L(mm)	B(mm)						
600	400	29-100-051	29-100-052	29-100-053	29-100-054	29-100-055	29-100-056




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
285	280	55	29-310-050	29-320-050	29-330-050	29-340-050	29-350-050	29-360-050
285	280	180	29-310-080	29-320-080	29-330-080	29-340-080	29-350-080	29-360-080

Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
285	280	180	29-311-080	29-321-080	29-331-080	29-341-080	29-351-080	29-361-080

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное




außen / outside / снаружи
29-305-050 285 x 280 x 55 mm
29-305-080 285 x 280 x 85 mm


innen / inside / внутри
270 x 270 x 33 mm
270 x 270 x 64 mm

außen / outside / снаружи
29-306-080 285 x 280 x 85 mm
innen / inside / внутри
270 x 270 x 64 mm

**Container
Container
Контейнер**



Drahtsiebkorb / Wire Basket / Сетка
29-390-030 255 x 245 x 30 mm
29-390-050 255 x 245 x 50 mm



Zwischenboden / Wire Base / Сетка
29-393-000 245 x 255 x 30 mm



Silikonmatte / Silicone Mat / Силиконовый коврик
29-851-000 245 x 245 mm




Einschlagtuch / Drape / Салфетка
29-095-040 90 x 60 cm
29-095-050 90 x 80 cm



Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка
29-395-000 255 x 255 mm




Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
300	140	40	29-410-040	29-420-040	29-430-040	29-440-040	29-450-040	29-460-040
300	140	70	29-410-070	29-420-070	29-430-070	29-440-070	29-450-070	29-460-070
300	140	100	29-410-100	29-420-100	29-430-100	29-440-100	29-450-100	29-460-100

Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
300	140	40	29-411-040	29-421-040	29-431-040	29-441-040	29-451-040	29-461-040
300	140	70	29-411-070	29-421-070	29-431-070	29-441-070	29-451-070	29-461-070
300	140	100	29-411-100	29-421-100	29-431-100	29-441-100	29-451-100	29-461-100




Mini Siebkorb / Mini Wire basket / Мини-сетка
29-490-050 265 x 120 x 45 mm

**Container
Container
Контейнер**

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



außen / outside / снаружи

29-405-040	300 x 140 x 40 mm
29-405-070	300 x 140 x 70 mm
29-405-100	300 x 140 x 100 mm

innen / inside / внутри

280 x 130 x 27 mm	29-406-040
280 x 130 x 55 mm	29-406-070
280 x 130 x 84 mm	29-406-100

Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная



L(mm)	B(mm)					
300	140	29-400-010	29-400-020	29-400-030	29-400-040	29-400-050
						29-400-060



Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка
29-495-000 280 x 125 mm




Silikonmatte / Silicone Mat / Силиконовый коврик
29-850-000 270 x 125 mm




Einschlagtuch / Drape / Салфетка
29-095-010 60 x 40 cm




Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
310	190	40	29-510-040
310	190	65	29-510-060
310	190	130	29-510-130



Boden gelocht
Bottom perforated
Дно перфорированное



Deckel gelocht
Lid perforated
Крышка перфорированная



	außen / outside / снаружи
29-506-040	310 x 190 x 40 mm
29-506-060	310 x 190 x 65 mm
29-506-130	310 x 190 x 130 mm

	Deckel / Lid / Крышка
29-500-010	310 x 190 mm
29-500-020	310 x 190 mm




Spannrahmen / Drape Retainer / Рамка
29-595-000 310 x 190 mm



Einschlagtuch / Drape / Салфетка
29-095-010 60 x 40 cm
29-095-020 65 x 65 cm
29-095-030 85 x 85 cm

Implant Container
Implantat Container
Контейнер для имплантатов

Deckel gelocht / Boden ungelocht (kein Filter)
 Lid perforated / Bottom perforated (non Filter)
 Крышка перфорированная / Дно неперфорированное (без фильтра)




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
500	155	75	29-612-070	29-622-070	29-632-070	29-642-070	29-652-070	29-662-070




L(mm)	B(mm)	H(mm)						
500	155	75	29-610-060	29-620-060	29-630-060	29-640-060	29-650-060	29-660-060

Deckel gelocht / Boden gelocht (kein Filter)
Lid perforated / Bottom perforated (non Filter)
Крышка перфорированная / Дно перфорированное (без фильтра)



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
250	60	50	29-600-010
450	70	70	29-600-020

29



Siebkorb für 1 Endoskop mit Fixierungselement
Tray for 1 scope with fixation
Сетка для 1 эндоскопа с фиксирующим элементом


29-600-030 290 x 80 x 55 mm

Siebkorb für 1 Endoskop mit Fixierungselement
Tray for 1 scope with fixation
Сетка для 1 эндоскопа с фиксирующим элементом

29-600-040 465 x 80 x 55 mm


Entsorgungscontainer
Removal Container
Контейнер для использованных материалов

Deckel und Boden ungelocht
Lid and Bottom non perforated
Крышка и дно неперфорированные



L(mm)	B(mm)	H(mm)						
285	280	100	29-315-100	29-325-100	29-335-100	29-345-100	29-355-100	29-365-100
285	280	150	29-315-150	29-325-150	29-335-150	29-345-150	29-355-150	29-365-150
580	280	150	29-115-150	29-125-150	29-135-150	29-145-150	29-155-150	29-165-150

Boden ungelocht
Bottom non perforated
Дно неперфорированное



29-105-150 580 x 280 x 150 mm



29-305-100 285 x 280 x 150 mm
29-305-150 285 x 280 x 150 mm

Deckel ungelocht
Lid non perforated
Крышка неперфорированная



L(mm)	B(mm)					
285	280	29-302-010	29-302-020	29-302-030	29-302-040	29-302-050
					29-302-060	

Deckel ungelocht
Lid non perforated
Крышка неперфорированная



L(mm)	B(mm)					
580	280	29-102-010	29-102-020	29-102-030	29-102-040	29-102-050
						29-102-060

Container für Bürsten
Brush Container
Контейнер для щеток



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
240	275	70	29-882-000

Edelstahl-Container für 20 Bürsten
Container Stainless steel for 20 brushes
Контейнер из нержавеющей стали для 20 щеток

29

L(mm)	B(mm)	H(mm)					
240	275	70	29-880-100	29-880-110	29-880-120	29-880-130	29-880-140

Aluminium-Container für 20 Bürsten
Aluminium Container for 20 brushes
Контейнер алюминиевый для 20 щеток

Filter, Indikatoren und Kennzeichnung
Filters, Indicators and Labels
Фильтры, индикаторы, маркировка



29-800-000
Einmaliger Papier-Filter
Disposable Paper Filter
Одноразовый бумажный
фильтр




29-800-010
Textilfilter
Textilfilter
Текстиль-фильтр



29-802-000
Einmaliger Papier-Filter
Disposable Paper Filter
Одноразовый бумажный
фильтр



29-802-010
Textilfilter
Single textil
Одноразовый текстиль-
фильтр



29-810-000
Indikatorschilder
Paper label with indicator
Этикетка индикатора



29-812-000
Indikatorschilder
Paper label with indicator
Этикетка индикатор



Filterhalterung / filter tray / держатель фильтра
29-809-000 - für Papier-Filter / for Paper-Filter /
для бумажного фильтра
29-809-010 - für Textilfilter-Filter / for Textile
Filter / для текстиль-фильтра



29-801-000
Spender für Einmalfilter
Filter Dispenser
Диспенсер



29-819-000
Sicherheitssiegel
Plastic Security Seal
Пломба



29-829-000
Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder
Dispenser for identification labels
Диспенсер для этикеток



29-820-010
29-820-020
29-820-030
29-820-040
29-820-050
29-820-060
29-820-070
29-820-080

Kennzeichnungsschilder mit oder ohne Beschriftung,
max- 16 Buchstaben
Coloured identification labels- Printed to your
specification, max-16 letters
Этикетки с или без маркировки, не более 16 символов


Silikonmatten und Fixierklemmen
Silicon mats and fixation clamps
Силиконовые коврики и фиксирующие зажимы




29-850-000 270 x 125 mm



29-851-000 245 x 245 mm



29-852-000 220 x 230 mm
29-852-100 380 x 230 mm
29-852-200 440 x 230 mm
29-852-300 520 x 230 mm



Ø	L(mm)	B(mm)	H(mm)	
Ø 7 - 12 mm	24	28	25	29-849-200
Ø 12 - 16 mm	24	28	29	29-849-210
Ø 16 - 26 mm	24	28	31	29-849-220
Ø 26 - 36 mm	24	28	40	29-849-230
Ø 36 - 45 mm	24	28	44	29-849-240



29-849-000
 50 x 20 x 12 mm



29-849-010
 65 x 20 x 20 mm





29-830-010
Haltestift für Trennbleche
Holding Pin for Partition Sheets
ПИН- для крепления
Разделительных пластин




29-830-000
Haltestifte für Instrumente
Holding Pin for Wire Baskets
ПИН для крепления
инструментов



Trennbleche / Sheets / Разделительные пластины

29-831-050	50 x 20 mm
29-831-130	130 x 20 mm
29-831-220	225 x 20 mm
29-831-460	460 x 20 mm



Schiene für Gleitschieber
Sliding Rails with Securing Screws
Шины для крепежных винтов
29-841-000 230 mm
29-841-010 470 mm



29-842-000 230 mm
29-842-010 470 mm
Anschlagrahmen
Limiting Bar with Securing Screws
Рамка



29-840-000
Gleitschieber, für Benutzung
mit **29-841-000**
Divider, to be used
with **29-841-000**
Деталь для использования
с **29-841-000**



29-845-000
Spiralfeder Haltevorrichtung
Spiral Holding
Пружинный держатель




29-847-000
Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung
Double Spiral Holding
Двойной пружинный держатель

Dauerfilter
Permanent Filter
Многоразовые фильтры




29-800-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
Life for 1200 Sterilization cycles
Фильтр рассчитан на 1200 стерилизационных циклов



29-804-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
Life for 1200 Sterilization cycles
Фильтр рассчитан на 1200 стерилизационных циклов




29-802-020

Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
Life for 1200 Sterilization cycles
Фильтр рассчитан на 1200 стерилизационных циклов

Siebkörbe aus Edelstahl
Baskets from stainless steel
Сетка из нержавеющей стали

Siebkörbe aus Edelstahl mit oder ohne Deckel
Baskets from stainless Steel with or without lid
Сетка из нержавеющей стали без или с крышкой




Siebkorb aus Edelstahlblech / Baskets from stainless Steel /
Сетка из нержавеющей стали

29.1-590-050	267 x 173 x 34 mm
29.1-490-050	271 x 117 x 50 mm
29.1-390-030	243 x 253 x 30 mm
29.1-390-050	243 x 253 x 50 mm
29.1-390-070	243 x 253 x 70 mm
29.1-390-100	243 x 253 x 100 mm
29.1-290-030	405 x 253 x 30 mm
29.1-290-050	405 x 253 x 50 mm
29.1-290-070	405 x 253 x 70 mm
29.1-290-100	405 x 253 x 100 mm
29.1-190-030	485 x 253 x 30 mm
29.1-190-050	485 x 253 x 50 mm
29.1-190-070	485 x 253 x 70 mm
29.1-190-100	485 x 253 x 100 mm
29.1-191-030	540 x 253 x 30 mm
29.1-191-050	540 x 253 x 50 mm
29.1-191-070	540 x 253 x 70 mm
29.1-191-100	540 x 253 x 100 mm


Deckel zu Siebkorb mit Verschuß / Lid for Baskets with lock
Крышка для сетки, с замком

29.1-590-000	265 x 175 mm
29.1-490-000	271 x 117 mm
29.1-390-000	243 x 253 mm
29.1-290-000	405 x 253 mm
29.1-190-000	485 x 253 mm
29.1-191-000	540 x 253 mm



Zwischenboden für Edelstahlsiebkorb, für alle Siebkorbgrößen lieferbar
Wire base for baskets, available for all sizes
Разделяющая сетка для всех размеров, в наличии

Silikonlagerungen
Silicone fixation
Силиконовые фиксаторы



Silikonlagerungen

Silikonlagerungen schützen Ihre Instrumente während der Sterilisation, dem Transport und der Lagerung. Die Einteilung Ihres Sets ist flexibel - wir gestalten das Instrumentarium im Siebkorb nach Ihren Wünschen.



Silicone fixation

The silicone fixation protects your instruments during transportation, sterilisation and storage. The partitioning of the instruments is flexible and can be adapted to suit your specific requirements.

Силиконовые фиксаторы

Силиконовые накладки защищают ваши инструменты во время стерилизации, транспортировки и хранения. Расположение инструментальных наборов может быть сделано индивидуально по Вашему заказу.

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc.to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre - vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB - F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc.to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part I		—	—	+	+	+
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid, not perforated acc.to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			—	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
with valves (StB - V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		—	0	+	+	0
			—	—	+	+	0
	Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom		—	—	+	+	—
			—	—	+	+	—
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated		—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Explanation of symbols : + applicable - not applicable 0 limited application							
1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. 2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above. 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.							